

COUPLER


CARACTERISTIQUES & AVANTAGES :

- **SÉCURITÉ** : Anastomose intima-intima sans corps étranger intraluminal (suture) diminuant les taux de thrombose.
- **PERFORMANCE** : Meilleure gestion des asymétries de tailles des vaisseaux.
- **GAIN DE TEMPS OPÉRATOIRE** : Par rapport à une suture manuelle réduisant ainsi le temps d'ischémie du greffon, la durée de l'anesthésie et le temps opératoire.
- **QUALITÉ DE L'ANASTOMOSE** : Anastomoses 50% plus résistantes qu'une suture à 4 mois, le maintien par les anneaux empêche la paroi des vaisseaux de collapser.



- Développés pour les anastomoses termino-terminales lors les procédures de microchirurgie telles que les lambeaux libres.*.
- Choix de 7 tailles d'anneaux en polyéthylène de haute densité.

*De nombreuses publications démontrent la simplicité d'utilisation et la fiabilité du système.



INSTRUMENTATION ET COMPOSANTS

Références	Désignations
GEM2740	Instrument anastomotique réutilisable en titane
GEM2745	Container de stérilisation en Aluminium anodisé
GEM2749	Calibreur en acier inoxydable
GEM4183C	Pincettes pour COUPLER (2'), 18cm- Eversion des vaisseaux sur les picots

GEM COUPLERS

Références	Tailles
GEM2750	1.0mm COUPLER
GEM2751	1.5mm COUPLER
GEM2752	2.0mm COUPLER
GEM2753	2.5mm COUPLER
GEM2754	3.0mm COUPLER
GEM2755	3.5mm COUPLER
GEM2756	4.0mm COUPLER

www.peters-surgical.com

42, rue Benoît Frachon 93013 Bobigny Cedex - FRANCE - Tél. +33 (0)1 48 10 62 62 -
Fax +33 (0)1 48 91 22 99 commercial@peters-surgical.com

Réf. 98K91 / 07-2020

Fabricant Synovis Micro Companies Alliance, Inc
Distribué par Péters Surgical

COUPLER instrument : Dispositif médical de classe I. **CE**
COUPLER : Dispositif médical de classe IIb. **CE** 0086
Consulter la notice d'utilisation et étiquetage pour plus
d'informations.