



Promesh® SURG PROLAPS

Bandelettes pour le traitement
par promontofixation des
prolapsus pelviens

- Bonne souplesse et mise en place facile
- Grande résistance à la traction
- Intégration et colonisation rapides et optimales
- Chirurgie coelioscopique ou traditionnelle



Référence **PSPROLAPS2**



Polypropylène 38g/m²
Pore de 1,7 x 1,7mm



Antérieure :
193mm x 54mm



Postérieure :
170mm x 64mm

Une boîte Promesh® SURG
PROLAPS contient deux
bandelettes

Promesh® SURG PROLAPS est un dispositif médical de Classe IIb fabriqué par COUSIN BIOTECH S.A.S. et distribué par Péters Surgical. L'évaluation de sa conformité CE a été effectuée par SGS Belgium NV (CE 1639). Il appartient à la famille CE « Implants urogénitaux stériles : implants pour le traitement du prolapsus ».

Consulter les notices d'utilisation et étiquetages spécifiques à chaque produit pour plus d'informations.

www.peters-surgical.com

42 rue Benoît Frachon 93013 Bobigny Cedex FRANCE

Tél. +33 (0)1 48 10 62 62 - Fax +33 (0)1 48 91 22 99

Ref: 98G95SACRO-FR02