




Chirurgie
Générale.



Sondes.

Sondes de Motin avec gaine protectrice
P.V.C, usage unique - stériles




Référence	Cdt	Désignation	Oeil	Longueur	Ch
06SM21D	52	SONDJET SM21 godet standard, orifice terminal	1	65 cm	10 à 18

Sondes d'aspiration trachéale pédiatriques
P.V.C, usage unique - stériles



Référence	Cdt	Désignation	Oeil	Longueur	Ch
06S020D	100	SONDJET 20 godet standard, orifice terminal	1	30 cm	06 à 16

Sondes d'aspiration trachéale
P.V.C, usage unique - stériles



Référence	Cdt	Désignation
06S021D	100	SONDJET S21 godet standard, orifice terminal 1 oeil - long. 50 cm - ch 08 à 18

Drainage.




Redonset® Drains de Redon connectés sur alènes Stériles



Référence	Cdt	Qualité	Perf	Long	Ch	Dbl Emb
62M414D	25	Normale avec alène droite	14 cm	50 cm	08 à 16	En carré

Drains de Redon O.R.X - stériles



Référence	Cdt	Qualité	Perf	Long	Ch	Dbl Emb
62M314D	100	Normale	14 cm	50 cm	08 à 14	En carré
	50	Normale	14 cm	50 cm	16	En carré (CH16)

SILISOFT®

Drains ronds cannelés



- . Disponibles en 4 Charrières : Ch 10 / 15 / 19 / 24
- . Fournis avec ou sans aiguille alène
- . Sans aiguille alène, les drains sont parfaitement utilisables en chirurgie laparoscopique.

Références	Désignation	Ch - largeur	Ø Alène
62B1410D	Silisoft® rond	10	3. 175 mm
62B1415D	Silisoft® rond	15	4. 760 mm
62B1419D	Silisoft® rond	19	6. 350 mm
62B1210D	Silisoft® rond	10	sans alène
62B1215D	Silisoft® rond	15	sans alène
62B1219D	Silisoft® rond	19	sans alène
62B1224D	Silisoft® rond	24	sans alène

Boîte de 10 unités

Drains plats cannelés



- . Disponibles 2 largeurs : 7 mm et 10 mm
- . Fournis avec ou sans aiguille alène

Références	Désignation	Ch - largeur	Ø Alène
62B1507D	Silisoft® plat 3/4 cannelé	7	4. 760 mm
62B1510D	Silisoft® plat 3/4 cannelé	10	6. 350 mm
62B1607D	Silisoft® plat entièrement cannelé	7	4. 760 mm
62B1610D	Silisoft® plat entièrement cannelé	10	6. 350 mm
62B1307D	Silisoft® plat 3/4 cannelé	7	sans alène
62B1310D	Silisoft® plat 3/4 cannelé	10	sans alène

Boîte de 10 unités

Résistance à la dépression

Tous les drains sont utilisables sans aspiration.

Raccord

Tous les drains sont fournis avec un raccord séparé facilitant, si nécessaire, la connexion à un flacon de recueil

Tube silicone Petersil®

Non stérile



Diamètre en tailles réelles

Diamètre en mm



1,5x2,6



1,9x3,3



2x4



3x5



4x6



4x8



5x8



5x10



6x9

Couronne de 10m

71S87878D

71S87899D

71S87812D

71S87815D

71S87818D

71087824D

71S87824D

71087830D

71S87827D

Couronne de 25m

71T87878D

71T87899D

71T87812D

71T87815D

71T87818D

71P87824D

71T87824D

71T87827D

Diamètre en tailles réelles

Diamètre en mm



6x10



6x12



7x10



7x13



8x12



8x14



8x16



10x14



10x16

Couronne de 10m

71R87830D

71087836D

71S87830D

71S87839D

71S87836D

71S87842D

ne se fait pas

ne se fait pas

ne se fait pas

Couronne de 25m

71P87830D

71P87836D

71T87830D

71T87839D

71T87836D

71T87842D

71T87848D

71P87842D

71P87848D

Accessoires de Chirurgie Cardiaque et Vasculaire

Tirettes

P.V.C, extra souple transparent - stériles



. Mise en place et fixation de canules artérielles ou veineuses lors d'une dérivation cardio-pulmonaire

Référence	Cdt	Désignation	Longueur	Ch
62...	10	Pack stérile prêt à l'emploi Jusqu'à 16 tirettes par pack Avec ou sans Monofil	Jusqu'à 20 cm	8 à 28

Lacs silicone Sertis


Chirurgie des coronaires à coeur battant
SERTILAC

Référence	Cdt	Désignation	Longueur	Aiguille
32300M20	36	Tube blanc de silicone	50 cm	3/8 26mm Pointe mousse

Gastro-entérologie.

Canules rectales

P.V.C, usage unique - stériles



Référence	Cdt	Désignation	Oeil	Longueur	Ch
06SL07D	25	SONDJET SL7 rectale, extrémité cylindrique	2	40 cm	18 à 30

Pour le bloc opératoire.

Bistouris

À usage unique - stériles




Référence	Cdt	Désignation	Nos.
T692	10	Lame acier inox	10, 11, 12, 15, 21, 23

Orthèses membres supérieurs.

ATTELLES DIGITALES

Immobilisation des articulations inter-phalangiennes en extension

Attelle digitale grenouille



Référence	Cdt	Désignation
10801	12	Petit
10811	12	Moyen
10821	12	Grand

Attelle digitale stack



. En matériau plastique léger et aéré, comportant une ouverture au niveau de l'ongle, ces attelles assurent une immobilisation en extension de l'articulation distale.

Référence	Cdt	Taille
577010D	6	N°1
577020D	6	N°2
577030D	6	N°3
577040D	6	N°4
577050D	6	N°5
577055D	6	N°5,5
577060D	6	N°6
577070D	6	N°7
57020D	30	KIT

Attelle digitale aluminium mousse



. Composées d'aluminium rigide et modelable et d'une mousse ferme de confort en polyuréthane, ces attelles assurent un moulage sur mesure du doigt en cas de fracture ou d'entorse. Découpe aisée à l'aide de ciseaux.

Référence	Cdt	Dimensions
10662	24	1,3 x 23 cm
10672	24	1,9 x 23 cm
10682	24	2,5 x 23 cm
10602	12	1,3 x 46 cm
10612	12	1,9 x 46 cm
10622	12	2,5 x 46 cm
10624	12	3,0 x 46 cm
10626	12	4,0 x 46 cm
10635	12	5,0 x 46 cm
10642	3	7,5 x 41 cm
10652	3	10 x 41 cm

ATTELLES POIGNET

Entorse, tendinite, syndrome du canal carpien et après ablation de plâtre

Attelle de poignet universelle ambidextre



. Modèle original ambidextre proposé en deux tailles. Capitonnage intérieur en bouclette éponge. Fixations auto-grippantes.

Référence	Taille
57APA1D	Petit-moyen
57APA2D	Moyen-grand

Attelle de poignet universelle



. Modèle universel présentant une armature dorsale ajustable. Capitonnage intérieur en bouclette éponge. Fixations auto-grippantes.

Référence	Désignation
57646010D	Poignet droit
57646020D	Poignet gauche

Attelle de poignet pouce universelle



. Constitué d'un matériau semi-rigide aéré, permet l'immobilisation du pouce en abduction. fixations auto-grippantes.

Référence	Désignation
57APP01D	Main droite
57APP02D	Main gauche

Attelle de poignet avant-bras universelle



Référence	Désignation
57646110D	Poignet droit
57646120D	Poignet gauche

Attache membre



. Constitué d'une mousse recouverte d'un tissu doux, l'attache-membre s'ajuste au poignet ou à la cheville et s'attache par une sangle à un support limitant les mouvements du patient.

Référence	Cdt	Désignation
JAM2D	2	Adulte (1 sangle)
JAM3D	2	Adulte (2 sangles)
JAM4D	2	Enfant
JAM5D	2	Nourrisson

IMMOBILISATION DU MEMBRE SUPÉRIEUR

Immobloc®



- . Constitué d'un immobilisateur bras/épaule et d'une épaulière de contention assurant une excellente immobilisation de la ceinture scapulaire.

Référence	Désignation
79IBE2D	Petit
79IBE3D	Moyen
79IBE4D	Grand
79IBE5D	Très grand

Immobilisateur bras épaule

- . Constitué d'une écharpe dont les sangles se croisent dans le dos et d'une bande de maintien throcao-humérale.
- . Capitonnage intérieur en bouclette éponge. Fixations auto-grippantes.

Référence	Désignation
79IMMOB1D	Enfant
79IMMOB2D	Petit
79IMMOB3D	Moyen
79IMMOB4D	Grand
79IMMOB5D	Très grand

Écharpe de bras universelle



. Dispositif de maintien du bras en écharpe, réglable à l'aide d'une fixation auto-grippante. Capitonnage intérieur en bouclette éponge.

Référence	Cdt	Désignation
79091910D	12	Universel

Écharpe d'immobilisation du bras et de l'épaule



Ce dispositif médical est pris en charge par l'assurance maladie au titre de l'article L165-1 du code de la Sécurité Sociale.

. Écharpe de bras en maille aérée, présentant une sangle de maintien du coude au corps.

Référence	Désignation
79467101D	Petit
79467102D	Moyen
79467103D	Grand
79467104D	Très grand

Écharpe de soutien du bras



. Écharpe en maille aérée, enveloppant le coude et l'avant-bras et disposant d'une languette de soutien du pouce. Fixation auto-grippante.

Référence	Cdt	Désignation
79609010D	12	Très petit
79609020D	12	Petit
79609030D	12	Moyen
79609040D	12	Grand
79609050D	12	Très grand

Coussin d'abduction



. Dispositif de mise en abduction du bras, constitué d'un coussin mousse de forme anatomique (à angulation variable) se positionnant par une sangle abdominale et une bretelle d'épaule. Fixation du bras et du poignet à l'aide de brassards auto-grippants. Modèle universel ambidextre.

Référence	Désignation
79CA4530D	Modèle universel adulte

Anneaux claviculaires



. Composé de sangles d'épaule capitonnées et d'un coussinet de confort dorsal, recouverts de jersey. Réglage sur le patient par un système auto-grippant.

Référence	Désignation
79275001D	Petit-enfant
79275002D	Grand-enfant
79275003D	Petit
79275005D	Moyen
79275006D	Moyen-long
79275007D	Grand
79275008D	Très grand

Orthèses membres inférieurs.

ATTELLES DE GENOU

Immobilisation du genou en post-opératoire (arthroscopie, prothèse du genou), traitement des lésions ligamentaires

Attelle de genou classique



. Attelle monobloc avec baleines ajustables pour un parfait positionnement latéral. Capitonnage intérieur en coton éponge. Fixation à l'aide de sangles auto-grippantes.

Référence	Désignation
57015000D	Enfant
57015001D	Petit
57015002D	Moyen
57015003D	Moyen-fort
57015004D	Grand
57015005D	Grand-fort
57015006D	Très grand

Attelle de genou sport



. Attelle monobloc avec baleines latérales fixes. Capitonnage intérieur en coton éponge. Fixation à l'aide de clips réglables.

Référence	Désignation	Dimensions
57AGS1D	Enfant	38 cm
57AGS2D	Très petit	42 cm
57AGS3D	Petit	46 cm
57AGS4D	Petit- fort	46 cm
57AGS5D	Moyen	52 cm
57AGS6D	Moyen-fort	52 cm
57AGS7D	Grand	60 cm
57AGS8D	Grand-fort	60 cm
57AGS9D	Très grand	68 cm

Attelle de genou universelle



. Attelle en trois parties présentant deux panneaux latéraux modulables selon la morphologie du patient. Capitonage intérieur en coton éponge. Fixation à l'aide de sangles auto-grippantes.

Référence	Désignation	Dimensions
57ATP0D	Petit enfant	32 cm
57ATP1D	Enfant	38 cm
57ATP2D	Petit	46 cm
57ATP3D	Moyen	52 cm
57ATP4D	Grand	60 cm
57ATP5D	Très grand	68 cm

Attelle de genou active



. Attelle originale composée de trois bandes élastiques de maintien exerçant une compression active sur la jambe, prévenant ainsi la formation d'oedème orthostatique en ambulatoire. Baleines latérales ajustables.
. Capitonage intérieur en coton éponge. Fixation auto-grippantes.

Référence	Désignation	Dimensions
57AGA2D	Très petit	42 cm
57AGA3D	Petit	46 cm
57AGA5D	Moyen	52 cm
57AGA6D	Moyen-fort	52 cm
57AGA7D	Grand	60 cm
57AGA8D	Grand-fort	68 cm
57AGA9D	Très grand	68 cm

CHAUSSURES / SHOES

Chaussure pour plâtre ouverte



. Chaussure en toile ouverte (talon/orteils) avec semelle anti-dérapante en EVA de forme «bateau». Fermetures auto-grippantes.

Référence	Désignation
57CB3D	Petit
57CB4D	Moyen
57CB5D	Grand

Références.

Sondes.

Sondes de Motin avec gaine protectrice^{13a}

INDICATIONS

Aspiration trachéo-bronchique

Sondes d'aspiration trachéale adultes et pédiatriques^{13a}

INDICATIONS

Pour nettoyer la sécrétion des voies respiratoires

Drainage.

Redonset® Drains de Redon connectés sur alènes^{13a}

Drains de Redon^{13a}

INDICATIONS

Drainage chirurgical sous dépression

Drains plats-ronds cannelés SILISOFT®^{14a}

INDICATIONS

Indiqué pour une utilisation chirurgicale où de petites quantités de drainage sont prévues. Drainage chirurgical sous dépression.

Tube silicone Petersil®^{14b}

INDICATIONS

Aspiration ou transfert des liquides perdus

Gastro-entérologie.

Canules rectales^{13b}

INDICATIONS

Evacuation des sécrétions rectales

Lavement

Bloc opératoire.

Bistouris¹⁵

INDICATIONS

Incisions chirurgicales

Accessoires de Chirurgie Cardiaque et Vasculaire.

Lacs suspenseurs polyamide ERCELACS®^{1b}

INDICATIONS

ERCELACS® est utilisé comme aide opératoire à action physique pour la différenciation des vaisseaux, nerfs, canaux efférents ou afférents d'un organe.

Strippers veineux VITASTRIP®^{1b}

INDICATIONS

Ce stripper a été spécialement conçu pour permettre au chirurgien de réaliser toutes les combinaisons possibles d'exo et d'endo-éveil-nage sur stripping court ou stripping long, avec le geste chirurgical le mieux adapté.

Tirettes^{1b}

INDICATIONS

Les tirettes sont indiquées pour la mise en place et la fixation de canules artérielles ou veineuses lors d'une dérivation cardio-pulmonaire.

Lacs silicone Sertis^{1b}

INDICATIONS

SERTILAC® est utilisé comme aide opératoire à action physique pour la différenciation, la suspension ou la traction des vaisseaux coronaires ou autres vaisseaux sanguins.

Permet d'interrompre par compression le flux sanguin dans le vaisseau considéré sans le léser.

Orthèses.

Attelle digitale grenouille¹⁶

INDICATIONS

Immobilisation des articulations inter phalangiennes en extension.

Attelle digitale stack¹⁷

INDICATIONS

Extension de l'articulation distale.

Attelle digitale aluminium mousse¹⁶

INDICATIONS

Fracture ou entorse.

Attelle de poignet universelle ambidextre¹⁷

Attelle de poignet universelle¹⁷

Attelle de poignet pouce universelle¹⁷

Attelle de poignet avant-bras universelle¹⁷

INDICATIONS

Entorse, tendinite, syndrome du canal carpien et après ablation de plâtre.

Orthèses.

Attache membre¹⁷

INDICATIONS

Limitation des mouvements du patient.

Immobloc^{®17}

INDICATIONS

Fracture de la tête humérale et du tiers supérieur de l'humérus.

Immobilisateur bras épaule¹⁷

INDICATIONS

Luxation de l'épaule, fracture de la tête humérale, immobilisation coude au corps après chirurgie ou traumatisme de l'épaule.

Écharpe de bras universelle¹⁷

INDICATIONS

Soutien du bras suite à l'entorse et à l'enlèvement du plâtre.

Écharpe d'immobilisation du bras et de l'épaule¹⁷

INDICATIONS

Immobilisation du membre supérieur à la suite d'une luxation de l'épaule ou d'une blessure au coude.

Écharpe de soutien du bras¹⁷

INDICATIONS

Echarpe de bras.

Coussin d'abduction¹⁷

INDICATIONS

Chirurgie des tendons de l'épaule (rotateurs).

Anneaux claviculaires¹⁷

INDICATIONS

Fracture de la clavicule.

Attelle de genou classique¹⁷

INDICATIONS

Immobilisateur à destination des urgences et opérations orthopédiques : chirurgie du genou et traitement des blessures du ligament.

Attelle de genou universelle¹⁷

INDICATIONS

Immobilisation du genou en post-opératoire : arthroscopie, prothèses de genou...
Traitement de lésions ligamentaires.

Attelle de genou sport¹⁷

Attelle de genou active¹⁷

INDICATIONS

Chirurgie post-opératoire du genou et traitement des lésions ligamentaires.

Chaussure pour plâtre ouverte¹⁷

INDICATIONS

Chaussures post-opératoires

1b. Dispositif Médical Classe IIa
CE 0459

Fabricant : Peters Surgical.

13a. Dispositif Médical Classe IIa
CE 0123

Fabricant : POLY MEDICURE LIMITED

13b. Dispositif Médical Classe Is
CE 0123

Fabricant : POLY MEDICURE LIMITED

14a. Dispositif Médical Classe IIb
CE 0123

Fabricant : DEGANIA Silicone Ltd

14b. Dispositif Médical Classe I
CE 0123

Fabricant : DEGANIA Silicone Ltd

15. Dispositif Médical Classe IIa
CE 2460

Fabricant : ADITYA DISPOMED PRODUCTS Pvt. Ltd

16. Dispositif Médical Classe I
CE

Fabricant : BROWNMED Inc

17. Dispositif Médical Classe I
CE

Fabricant : LULU SPORTS CORP

Lire attentivement la notice des produits avant toute utilisation.



Peters Surgical

Immeuble AURÉLIUM
1 cours de l'Île Seguin
92100 Boulogne-Billancourt - France
+33 (0)1 48 10 62 62
peters@peters-surgical.com
RCS Nanterre : 444 018 477

Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation des produits.

Présentation à destination des employés et distributeurs de
Peters Surgical ainsi que des professionnels de santé.



peters-surgical.com